




1. Przygotuj biały pasek. Zwróć uwagę, że na dole pasek jest płaski.



2. Zdejmij folię ochronną z warstwy kleju na gąbce.




3. Przyklej gąbkę na środku białego paska.



4. Przygotuj gumkę.



5. Przewlec gumkę zgodnie ze schematem.






6. Poprawnie zamocowany pasek.



7. Ściągnij folię z obu stron przyłbicy.



8. Połącz elementy zgodnie ze schematem poniżej a) śruba b) pasek c) przyłbica d) podkładka - gumową stroną do przyłbicy e) nakrętka. Analogicznie wykonaj tą operację z drugiej strony. Do dyspozycji są 3 pary otworów. Zaczynij od środkowego, jeżeli będzie potrzeba oddalenia lub przybliżenia maski, wykorzystaj inne otwory.



9. Poprawnie zmontowana maska.

