



User manual - how to assemble protective vizor


1. Remove the protective layers from both visor sides.



2. Pull headband as you see in the picture below.



3. Connect the clip as shown below.



4. Put the mask on your head and pull the strap so that it fits tightly to your head.




5. Grab the mask on both sides and move it forward.




Instrukcja zakładania przyłbicy ochronnej.


1. Zdejmij folię ochronną (z OBU) wewnętrzną i zewnętrzną strony maski.



2. Włóż pasek zgodnie z następującym schematem.



3. Połącz zaczep jak na rysunku poniżej.



4. Załóż maskę na głowę i zaciągnij pasek tak, aby ściśle przylegał do głowy.



5. Złap oburącz maskę przy miejscu łączenia z paskiem i odsuń całość od twarzy.

